



Mit unserer AERObag® - Produktfamilie stehen Ihnen vielfältige Lösungen für eine sichere und zuverlässige manuelle Beatmung sowie Atemspende zur Verfügung.

AERObag® - Beatmungsbeutel und -masken

Unsere Beatmungsbeutel und -masken aus Silikon oder PVC sind leistungsstarke Helfer in kritischen Situationen, entwickelt für eine anwenderfreundliche und patientengerechte Verwendung. Mit unseren drei Modellen für Erwachsene, Kinder oder Babys und unseren unterschiedlichen Masken sind Sie für jede Patientengruppe bestens ausgerüstet. Das notwendige Zubehör zur PEEP- oder sauerstoffangereicherten Beatmung ist ebenfalls bei uns erhältlich.

AERObag® - Taschenmasken und Beatmungstücher

Unsere Taschenmasken schützen Ersthelfer effizient während der lebensrettenden Atemspende und vermeiden den direkten Kontakt zwischen Anwender und Patient. Auch unsere Einmal-Beatmungstücher eignen sich als optimale Helfer für eine einfache und sichere Atemspende in Notfallsituationen. Auf Wunsch liefern wir Ihnen kundenspezifische Taschenmasken und Beatmungstücher - mit individuellem Kunden-Logo und in verschiedenen Farben. Sprechen Sie uns gerne an!

AERObag® - Beatmungsbeutel Silikon | PVC

Wiederverwendbare Silikon-Beatmungsbeutel ① - ③ und PVC-Beatmungsbeutel für den Einmalgebrauch ④ - ⑥, für Erwachsene, Kinder und Babys. Hochwertige Materialien, hygienefreundlich und „einsichtig“ dank transparentem Design, verbunden mit einfacher Handhabung und sicherem Halt. Leistungsstark, anwenderfreundlich und patientengerecht sowie robust - auch unter härtesten Einsatzbedingungen.

Hoher Bedienkomfort

- Sicherer Halt durch griffige Oberflächenstruktur
- Drehbarer Patientenanschlusskonus
- Druckbegrenzungsventil Erwachsene / Kinder ≤ 60 cmH₂O, bei 60 l/min* oder Kinder / Babys 30 - 45 cmH₂O, bei 15 l/min* (Abb.1)

*Luftdurchfluss durch das Druckbegrenzungssystem

Passgenau

- Patientenanschluss 22F/15M nach DIN EN ISO 5356
- Anschlussmöglichkeit für Masken, Tuben und Filter
- Innovatives All-In-One Ansaugventil - mit integriertem Reservoirventil (Abb. 2)
- Separater Anschluss für 6 mm Sauerstoff-Schläuche
- Konisches Steckerteil – 25,6 mm AD / 21,7 mm ID:
 - Direkter Anschluss für Sauerstoff-Reservoirbeutel
 - Anschluss von Demandventilen bzw. Bag-Refill-Systemen mit Anschlusskonnektor 22 mm AD ist mittels eines separaten Adapters möglich



Abb. 1

Druckbegrenzungsventil




Abb. 2

All-In-One Ansaugventil

Silikon

(Wiederverwendbar / Autoklavierbar)



PVC

(Einmalgebrauch)



①



④



②



⑤



③



⑥

| Patientengruppe | Volumen | Artikelnummer | |
|----------------------|---------|---------------|------------|
| | | Silikon | PVC |
| Erwachsene (> 20 kg) | 1500 ml | ① HBB05-E | ④ HBB06-E2 |
| Kinder (5 - 20 kg) | 450 ml | ② HBB05-K | ⑤ HBB06-K2 |
| Babys (< 5 kg) | 280 ml | ③ HBB05-B | ⑥ HBB06-B2 |



AERObag® - PEEP-Ventile

 Zubehör - Beatmungsbeutel

PEEP-Ventile 2 - 10 cmH₂O (orange) oder 5 - 20 cmH₂O (blau) aus Polysulfon ① ② oder Polycarbonat ③ ④ zur stufenlosen Regulierung des positiven endexpiratorischen Drucks bei der Beatmung (PEEP - Positive End-Expiratory Pressure). Alle PEEP-Ventile werden mit 2 Sockeladaptern geliefert (22 mm AD, 30 mm ID).

Bei den Silikon-Beatmungsbeuteln werden die PEEP-Ventile mittels eines Diverterers ⑤ am Patientenventil aufgesteckt. Bei den PVC-Modellen erfolgt der Anschluss direkt an den im Patientenventil integrierten Expirationsschenkel.




| Modell | Artikelnummer | |
|---|----------------------------------|--------------|
| | Polysulfon | Polycarbonat |
|  PEEP-Ventil Orange, 2 - 10 cmH ₂ O | ① HPV05-10 | ③ HPV06-10 |
|  PEEP-Ventil Blau, 5 - 20 cmH ₂ O | ② HPV05-20 | ④ HPV06-20 |
| Diverter / PEEP-Ventil-Adapter | ⑤ HBB05-DV Auslaufartikel | - |

AERObag® - Reservoirbeutel

 Zubehör - Beatmungsbeutel

Reservoirbeutel aus PVC ① oder Polyethylen ② für eine zusätzliche Oxygenierung bei der Beatmung. Mit 25 mm ID Anschluss aus Polycarbonat zur Verwendung mit Beatmungsbeuteln AERObag® - BB05 bzw. - BB06.



| Volumen | Artikelnummer | |
|------------------------------|---------------|---------------|
| | ① PVC | ② Polyethylen |
| 2500 ml (Erwachsene, Kinder) | HBB05-RB2500 | HBB06-RB2500 |
| 600 ml (Babys) | HBB05-RB600 | HBB06-RB600 |

AERObag® - Aufbewahrungsbox

 Zubehör - Beatmungsbeutel

Aufbewahrungsbox aus transparentem Polypropylen, passend für alle AERObag® - Beatmungsbeutel-Modelle inkl. Zubehör. Mit klappbarem Handgriff und großem Stauraum.



| Maße (B x H x T) | Artikelnummer |
|--------------------|---------------|
| 340 x 145 x 135 mm | HBB05-AB |

AERObag® - Beatmungsmasken Silikon | PVC

Wiederverwendbare Silikon-Beatmungsmasken und PVC-Beatmungsmasken für den Einmalgebrauch. Unterschiedliche Maskengrößen für Erwachsene, Kinder und Babys verfügbar, mit Masken-Anschluss nach ISO-Norm. Transparent, anatomisch geformt sowie weich und geschmeidig. Mit guter Abdichtung schon bei niedrigem Anpressdruck.

Silikon ①

- Wiederverwendbar / Autoklavierbar
- Klarsichtkörper aus Polysulfon und Lippenwulst aus Silikon
- Größen 3 - 5




Vollsilikon ②

- Wiederverwendbar / Autoklavierbar
- Mit integrierter Silikon-Lippenwulst
- Größen 0 - 5



PVC ③

- Einmalgebrauch
- Klarsichtkörper und aufblasbare Luftwulst aus PVC
- Farbcodierte Befestigungshaken aus Polyethylen für Masken-Kopfbänderung



| Größen | Artikelnummer | | |
|--------|------------------------|---------------|-----------------------------------|
| | ① Silikon / Polysulfon | ② Vollsilikon | ③ PVC mit Ventil |
| 0 | - | HBM05-0V | HBM06-0V <input type="checkbox"/> |
| 1 | | HBM05-1V | HBM06-1V <input type="checkbox"/> |
| 2 | | HBM05-2V | HBM06-2V <input type="checkbox"/> |
| 3 | HBM05-3 | HBM05-3V | HBM06-3V <input type="checkbox"/> |
| 4 | HBM05-4 | HBM05-4V | HBM06-4V <input type="checkbox"/> |
| 5 | HBM05-5 | HBM05-5V | HBM06-5V <input type="checkbox"/> |

AERObag® - Inflator / Deflator

 Zubehör - Beatmungsmasken

Kleiner handlicher PVC-Balg zum Aufblasen und Entleeren der Luftpolster von Beatmungsmasken, mit Befestigungsmöglichkeit am Schlüsselring.




| Material | Maße (B x H) | Gewicht | Artikelnummer |
|----------|--------------|----------|---------------|
| PVC | 4,2 x 7,9 cm | ca. 23 g | HBM01-ID |

AERObag® - Masken-Kopfbänderung

 Zubehör - Beatmungsmasken

Masken-Kopfbänderung für AERObag® - BM05 und BM06 Beatmungsmasken, wiederverwendbar aus Silikon **1** oder zum Einmalgebrauch aus Gummi **2**.



| Modell | Artikelnummer | |
|--|---------------|------------|
| Masken-Bänderung, 700 mm, weiß, Silikon | HBM05-B700 | - |
| Masken-Bänderung, 700 mm, schwarz, Gummi | - | HBM06-B700 |

AERObag® - Befestigungshaken

 Ersatzteile - Beatmungsmasken

Befestigungshaken für Masken-Kopfbänderung aus Polyethylen, für den Einmalgebrauch.



| Farbe | Artikelnummer |
|-------|---------------|
| Blau | HBM06-BH |

AERObag® - Hyperventilationsmaske

Einmal-Hyperventilationsmaske aus PVC zur begleitenden Behandlung des Hyperventilationssyndroms. Optimale Therapie durch Rückatmung und besonders anwender- und patientenfreundlich.

- Anatomiegerechte Passform
- Fest angebrachter und mit 2000 ml großvolumiger Rückatembeutel
- Breite Nasenklammer und verstellbares Gummiband



| Artikelnummer |
|---------------|
| HBM06-HV2000E |

AERObag® - Beatmungsbeutel-Sets | Silikon

Sets für Erwachsene, Kinder und Babys, bestehend aus Beatmungsbeutel und bis zu 3 Beatmungsmasken, aus Silikon.



| Bestandteile | Beatmungsbeutel Volumen | Anzahl Masken | Beatmungsmaske | | | | | | | | | Artikelnummer | | | |
|--------------|----------------------------|------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---------------|--------------|------------|-------------|
| | | | Größe | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 V | 1 V | 2 V | 3 V | 4 V | 5 V | 3 | 4 | 5 | | | | |
| Erwachsene | 1500 ml | 1 | | | | | | | | | ✓ | | HBB05-E-3 | | |
| | | | | | | | | | | | | ✓ | | HBB05-E-4 | |
| | | | | | | | | | | | | | ✓ | | HBB05-E-5 |
| | | 2 | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | HBB05-E-2V5 |
| | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | HBB05-E-34 |
| | | | | | | | | | | | | ✓ | | ✓ | HBB05-E-35 |
| | | 3 | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | HBB05-E-45 |
| | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | HBB05-E-345 |
| | | | | | | | | ✓ | | | | | | | HBB05-E-3V |
| | | 1 | | | | | | | ✓ | | | | | | HBB05-E-4V |
| | | | | | | | | | | ✓ | | | | | HBB05-E-5V |
| | | | 2 | | | | | ✓ | | | ✓ | | | | HBB05-E-35V |
| | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | HBB05-E-345V | | |
| 2 | | | | ✓ | | | | | | | | | HBB05-K-1V | | |
| | 1 | | | ✓ | | | | | | | | | HBB05-K-2V | | |
| | | | | | ✓ | | | | | | | | HBB05-K-3V | | |
| 2 | | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | HBB05-K-12V | | |
| | 3 | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | HBB05-K-13V | | |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | HBB05-K-23V | | |
| 3 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | HBB05-K-123V | | |
| | 1 | | ✓ | | | | | | | | | | HBB05-B-0V | | |
| | | 2 | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | HBB05-B-1V | |
| | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | HBB05-B-01V | | |
| 3 | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | HBB05-B-012V | | |

Unseren AERObag® - Reservoirbeutel sowie den dazu passenden AEROpart® - Sauerstoff-Sicherheitsschlauch liefern wir Ihnen auf Wunsch gleich mit!

AERObag® - Beatmungsbeutel-Sets | PVC

Sets für Erwachsene, Kinder und Babys, bestehend aus Beatmungsbeutel und bis zu 3 Beatmungsmasken, aus PVC.



| Patientengruppe | Bestandteile Beatmungsbeutel Volumen | Anzahl Masken | Beatmungsmaske | | | | | | Artikelnummer |
|-----------------|--|------------------|----------------|---|---|---|---|---|---------------|
| | | | Größe | | | | | | |
| | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Erwachsene | 1500 ml | 1 | | | | ✓ | | | HBB06-E2-3 |
| | | | | | | | ✓ | | HBB06-E2-4 |
| | | | | | | | | ✓ | HBB06-E2-5 |
| | | 2 | | | | ✓ | ✓ | | HBB06-E2-34 |
| | | | | | | ✓ | | ✓ | HBB06-E2-35 |
| | | | | | | | ✓ | ✓ | HBB06-E2-45 |
| | | 3 | | | ✓ | ✓ | | ✓ | HBB06-E2-235 |
| | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | HBB06-E2-345 |
| | | | | | | | | | |
| Kinder | 450 ml | 1 | | ✓ | | | | | HBB06-K2-1 |
| | | | | | ✓ | | | | HBB06-K2-2 |
| | | | | | | ✓ | | | HBB06-K2-3 |
| | | 2 | | ✓ | ✓ | | | | HBB06-K2-12 |
| | | | | ✓ | | ✓ | | | HBB06-K2-13 |
| | | | | | ✓ | ✓ | | | HBB06-K2-23 |
| | | 3 | | ✓ | ✓ | ✓ | | | HBB06-K2-123 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Babys | 280 ml | 1 | ✓ | | | | | | HBB06-B2-0 |
| | | | | ✓ | | | | | HBB06-B2-1 |
| | | 2 | ✓ | ✓ | | | | | HBB06-B2-01 |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | HBB06-B2-012 |
| | | 3 | ✓ | ✓ | | | | | |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |

Unseren AERObag® - Reservoirbeutel sowie den dazu passenden AEROpart® - Sauerstoff-Sicherheitsschlauch liefern wir Ihnen auf Wunsch gleich mit!

AERObag® - Taschenmasken

Einmal-Beatmungsmaske aus PVC für Erwachsene und Kinder, in robuster Hartschalenbox. Anatomiegerechte, gut dichtende Luftwulstmaske mit elastischem Gummiband für die Fixierung der Maske am Kopf des Patienten. Zusätzlich mit separatem O₂-Konnektor zur Verabreichung von Sauerstoff. Geeignet zum optimalen Schutz während der Atemspende, ohne direkten Kontakt zwischen Anwender und Patient.

Lieferumfang

Auswechselbares Mundstück mit Einwegventil



Luftwulstmaske



Hartschalenbox



Bakterienfilter + Ersatzfilter




Vinyl-Einmalhandschuhe



Kundenspezifische Taschenmasken auf Anfrage erhältlich

Mit individuellem Kunden-Logo und Auswahl aus 6 verschiedenen Farben möglich!

| Standardfarbe* | | Artikelnummer |
|---|------|---------------|
|  | Blau | HBM06-PMB |

AERObag® - Beatmungstücher

Einmal-Beatmungstuch aus Polyethylen (PE) für Erwachsene, bestehend aus anwenderseitig bedruckter Gesichtsschürze und eingearbeitetem Einwegventil. Lieferung im praktischen Softcase 5 x 5 cm, aus Nylongewebe und mit Schlüsselring. Für die einfache und sichere Anwendung in Notfallsituationen.



Kundenspezifische Beatmungstücher auf Anfrage erhältlich

Mit individuellem Kunden-Logo und Auswahl aus 14 verschiedenen Farben möglich!

| Standardfarbe* | | Artikelnummer |
|---|----------|------------------|
|  | Blau | HBT01-V-S5x5-B |
|  | Schwarz | HBT01-V-S5x5-BLK |
|  | Blaulila | HBT01-V-S5x5-LB |
|  | Rot | HBT01-V-S5x5-R |
|  | Gelb | HBT01-V-S5x5-Y |
|  | Goldgelb | HBT01-V-S5x5-YG |
|  | Grün | HBT01-V-S5x5-G |

*Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich