

Hofhaus Medical GmbH - Qualitätsmanagement	Dok. Nr.: TF 35000.02
	Gültig ab: 04.05.2006
Technical File	Seite 1 von 1

TECHNICAL FILE YPSILIN Wundreinigungsset REF 35060 und 35110

Produkt-Spezifikationen, Fertigprodukt, Material und Verpackung

Vorgesehener Verwendungszweck: Die Wundreinigungsprodukte werden zur mechanischen Reinigung kleinflächiger Schnitt-, Quetsch-, Schürf- und Stichwunden im Rahmen der Ersten Hilfe verwendet.

Anwendungsbereiche: Erste Hilfe

Die Anwendungsdauer: kurzzeitig

Klassifizierung nach Richtlinie 93/42/EWG Anhang IX: Klasse IIa, Regel 4

Aufmachungsformen: Set bestehend aus 10 bzw. 2x10 Tücher, verpackt in einem Beutel, in Verbindung mit einem Fläschchen Fluid zum Befeuchten der Tücher.

Material: Nonwoven-Vlies aus Viskose u. Polyester.
Flächengewicht: ca. 30g/m²
Maße: 100x100mm 2-fach gelegt auf 50x50mm

Fluid: YPSILIN bestehend aus Aqua, Alcohol, Propylenglycol, Glycerol, Polyethylenglycol-monodecylether, Formic acid, Vinylacetat, 2-isopropyl-5-methylphenol.
in Sprühflaschen à 50 bzw. 100ml, Tücher und Fluid verpackt in einem PS Einsatz und einer Faltschachtel

Kennzeichnung: Die Produkte sind gekennzeichnet mit Handelsnamen, Produktbezeichnung, REF, Hersteller, LOT und Verfalldatum (gem. EN 980)

erstellt am: 04.05.2006
erstellt von: LA:Lz

geprüft am: 04.05.2006
geprüft von: GL/MH

gültig ab: 04.05.2006
Dok.-Nr. TF 35000.02